



## NL Lichaamsanalyseweegschaal BS 418

- ① ▲ Toets omhoog
- ② Toets SET
- ③ ▼ Toets omlaag
- ④ Elektroden
- ⑤ Batterijcompartiment (op de onderkant)

### Legenda:



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit apparaat. Er staat belangrijke informatie in over de ingebruikname en het verdere gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door. Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of schade aan het apparaat.

## NL Veiligheidsinstructies



**Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing voor het verdere gebruik. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat doorverkoopt of anderszins aan derden.**

- Deze weegschaal is niet geschikt voor mensen met pacemakers of andere medische implantaten. In geval van diabetes of andere medische aandoeningen of beperkingen kan de aanduiding van het lichaamsvet onnauwkeurig zijn. Hetzelfde geldt voor mensen die erg sportief getraind zijn.
- Dit apparaat is voor zwangere vrouwen niet geschikt!
- Elke behandeling resp. dieet bij over- of ondergewicht vereist medisch geadviseerd advies door overeenkomstige deskundigen (arts, diëtist, fysiotherapeut) waarden die worden vastgesteld met de weegschaal, kunnen niet worden ondersteund.
- Kantelgevaar! Plaats de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond. Sta nooit op enkel één hoek van de weegschaal staan. Ga bij het vervoeren van de weegschaal nooit op één kant of op de rand van de weegschaal staan.
- Glijgevaar! Ga nooit met natte voeten op de weegschaal staan. Draag geen sokken op de weegschaal staan.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- De weegschaal werd voor huishoudelijk gebruik gemaakt. Ze is niet geschikt voor commercieel gebruik in ziekenhuizen of andere medische instellingen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet probleemloos functioneert. Het apparaat is niet geschikt als het gevallen is, in het water gevallen is of beschadigd raakte.
- De weegschaal heeft een meetbereik van tot 180kg/396 oz. Weeg geen zwaarere voorwerpen op de weegschaal niet.
- Plaats de weegschaal op een stevige effen ondergrond. Zachtere ondergronden of ongelijke oppervlakken zijn voor de meting ongeschikt en leiden tot foutieve metingen.
- Plaats de weegschaal op een plaats waar noch extreme temperaturen noch extreme luchtvochtigheid optreden.
- Hou de weegschaal uit de buurt van water.
- Ga voorzichtig om met weegschaal. Bescherm de weegschaal tegen vallen en schokken. Laat ze niet vallen.
- Ga voorzichtig op de weegschaal staan. Huppel of spring niet op de weegschaal. Het vlak aangezien dit het weegmechanisme kan beschadigen.
- Probeer niet om het apparaat uit elkaar te halen, anders vervalt de garantie. Dit apparaat bevat geen onderdelen, die door de gebruiker kunnen worden onderhouden resp. worden vervangen.
- In geval van storingen herstelt u het apparaat niet zelf aangezien de aanspraak op garantie vervalt. Laat herstellingen enkel door een geautoriseerde servicedienst uitvoeren.

### Batterij veiligheidsinstructies

- Haal de batterijen niet uit elkaar!
- Reinig indien nodig batterij- en toestelcontacten voor het plaatsen van de batterijen.
- Haal lege batterijen meteen uit het apparaat!
- Verhoogd uitloopgevaar, vermijd contact met de huid, ogen en andere lichaamsdelen. Spoel bij contact met batterijzuur de getroffen plekken onmiddellijk met water af.



## WAARSCHUWING!

Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijke verwondingen van de gebruiker te voorkomen.

### LOT

LOT-nummer



Fabrikant



99659 08/2019 Ver.1.1

- doende helder water en raadpleeg meteen een arts!
- Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij is ingeslikt!
- Plaats de batterijen op de juiste wijze en let daarbij op de polariteit!
- Houd het batterijvak goed gesloten!
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende langere tijd wordt gebruikt!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen!
- Laad de batterijen niet opnieuw op! Er bestaat gevaar voor een explosie!
- Niet kortsluiten! Er bestaat gevaar voor een explosie!
- Niet in het vuur gooien! Er bestaat gevaar voor een explosie!
- Bewaar ongebruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van vuur of andere brandbare voorwerpen om kortsluiting te vermijden!

